


# 内レトラクター<sup>®</sup>



経皮的全内視鏡（Percutaneous full-Endoscope：Pfe）下の後方侵入椎間板ヘルニア切除術に使用します。

Pfeの作業用内腔に、この内レトラクターを挿入して神経等を避けながら、内レトラクターの内腔に2.5mm鉗子やバイポーラー凝固器具を挿入して操作する事が可能であり、操作が安全で容易になります。

また、内レトラクターは繊細ながら剛性もあり、先端をPfe作業用内腔の最辺縁部に挿入できて、本体を回旋させるだけで先端を大きく動かす事ができるため、外筒で神経を避ける際の第一段階としても有用です。

頸椎、腰椎とも神経周囲のデリケートな作業で有用にご使用頂けます。

ODタイプ	OD	ID	Length
4.0	4.0mm	3.0mm	300mm
3.5	3.5mm	3.0mm	300mm

※写真は実物大ではありません。予告無く変更する場合がございます。  
各種特注サイズ承ります。

販売名：経皮的全内視鏡内レトラクター  
一般的名称：開創器

製造販売届出番号：21B2X10011000003

クラス分類：一般医療機器

製造販売業者：足立工業株式会社

TEL：0575-22-0052

Vol.1-2022.3(P1 / 1)