







脊椎全内視鏡用外筒



写真は、PSLD (Percutaneous Stenoscopic Lumbar Decompression)用の外筒です。

ワイドピッチのクリアランス調整ネジにて、内視鏡先からの外筒の出具合を素早くかつ無段階に調節することができます。

クリアランス調整ネジ
(取外し可能です。)

		OD	ID	length
	straight	9.5mm※	8.6mm※	112mm※
	75° oblique			
	35° oblique			
	duckbill			
	stepped			

※PSLDほか、各種メーカーの脊椎全内視鏡に対応したサイズで作製できます。
詳しくはお問い合わせください。

※写真は実物大ではありません。予告無く変更する場合がございます。
各種特注サイズ承ります。

販売名：脊椎全内視鏡用外筒
一般的名称：トロカールスリーブ
製造販売届出番号：21B2X10011000010
クラス分類：一般医療機器
製造販売業者：足立工業株式会社
TEL：0575-22-0052
Vol.1-2022.11(P 1 / 1)