

子宮細切剪刀シリーズ

TOKONAME & KANEUJI


刃に特殊鋼を採用し、ファインな切れ味を持つ、二種類のハサミをご用意しました。

直+ノコ刃のTOKONAMEと、曲刃のKANEUJI

腹腔鏡下手術においてスムーズな切れ味により、ストレスなく子宮筋腫の経腔回収を行うことができるハサミです。

常滑市民病院 婦人科統括部長 黒土 升蔵先生のご指導のもと製品化されました。

TOKONAME



刃形状	直+ノコ刃
有効刃長	60mm
全長	240mm

KANEUJI



刃形状	曲刃
有効刃長	55mm
全長	230mm

画像は実物大では御座いません。予告なく変更する場合がございます。

販売名：子宮細切剪刀シリーズ TOKONAME & KANEUJI

一般的名称：はさみ

製造販売届出番号：21B2X10011000009

クラス分類：一般医療機器（クラスI）

製造販売業者：足立工業株式会社

TEL:0575-22-0052

Vol.0-2022.9